

ฉลากกล่องบรรจุกระบอกยาพร้อมเข็ม (Pre-filled syringe) พร้อมเข็ม 2 เข็ม สำหรับตัวแรงแจ 263 มิลลิกรัม

**INVEGA TRINZA™ 263 mg**  
prolonged release suspension for injection  
paliperidone

**3 MONTHS**  
Administer every 3 months

**263 mg**  
Each 1.315 mL prefilled syringe contains 263 mg paliperidone as 410 mg paliperidone palmitate.

**3 MONTHS**  
Administer every 3 months

**263 mg**  
prolonged release suspension for injection  
paliperidone

**INVEGA TRINZA™ 263 mg**  
prolonged release suspension for injection  
paliperidone

**FOR INTRAMUSCULAR INJECTION ONLY**  
Shake before using

CONTENTS: 1 prefilled syringe and 2 needles (a 22G, 1-inch thin wall safety needle and a 22G, 1½-inch thin wall safety needle)

Please see full prescribing information at <https://ndi.fda.moph.go.th/> and company contact information in enclosed package insert.  
สมรรถนะเพื่อเอกสารกำกับยาฉบับล่าสุด โดยเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ Scan Matrix หรือ <https://epi.jnj>

Scan for latest E-leaflet by using Scan Matrix application or <https://epi.jnj>

Do not store above 30°C  
Keep out of the sight and reach of children

**INVEGA TRINZA™ 263 mg**  
prolonged release suspension for injection  
paliperidone

**3 MONTHS**  
Administer every 3 months

**263 mg**  
prolonged release suspension for injection  
paliperidone

**3 MONTHS**  
Administer every 3 months

**263 mg**  
prolonged release suspension for injection  
paliperidone

ขอรับรองว่าข้อมูลตามฉลาก  
ของยานี้จะบรรจบกับชนิดและ  
พิมพ์ห่อ ถูกต้องตามมาตรฐาน ๒๕  
(๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้ว  
แต่กรณี

AUTOMATED LEGEND (CC-PC)		Product Artwork	
Box INVEGA TRINZA	Latest Modification Date: March 28, 2024 12:10 AM	Version: 1	
PCC: MU_12347498	Artwork Operator: V_AR		
Template Ref. Name: Beense/Box/953/955	PMS 2347	<input type="checkbox"/>	Diecut (not to be printed)
Template Dimensions: 124 x 39 x 189	PMS 354	<input checked="" type="checkbox"/>	Washline
Tech. Info/Spec:	PMS 2435	<input checked="" type="checkbox"/>	Washline & Used for glue
Market: TH	PMS 172	<input type="checkbox"/>	Perforation
Mat. ID Code: dummy	Black		
File Name: MU_12347498.ai			
Replace FCC:			

Digitally signed by Chayapitcha Saesue  
DN: cn=Chayapitcha Saesue,  
o=Chayapitcha Saesue,  
email=chayapitcha@chayapitcha.com,  
c=TH

**Chayapitcha Saesue**

Approved on 27-Jul-2024